



TEKVOR CARE
We care for you

PFLEGE BETT / CARE BED

FONDO



ULTRA LOW BETT / ULTRA LOW BED

Das Niedrigbett überzeugt vor allem durch die Funktion der extremen Absenkung des Bettgestells. Diese Funktion dient deshalb der Sturzprophylaxe und ist in besonderem Maße für Alzheimerpatienten bei der häuslichen Pflege und in Pflegeheimen geeignet.

The special Ultra Low Position of the Care bed is particularly suitable for people with Alzheimer`s disease. It offers fall prevention and is useable for Homecare and nursing homes.


Elektrisch verstellbares Pflegebett / full motorized bed adjustment




0-70°
Rückenteil
Backrest



0-30°
Fußteil
Footrest



67-640 mm
Höhenverstellbar
Height adjustment



Optionale
Trendelenburg/
Anti-Trendelenburg
Funktion



Standaard

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit Matratzenführungen am Kopf- und Fußteil
- Stahlteile lackiert in RAL 9023 (perldunkelgrau)
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch in 5 Positionen
- Elektrische Höhenverstellung 67-640 mm, Hub 573 mm
- 4 Rollen mit Einzelradfeststellung
- Bettumbauten aus Massivholz / Buche Dekor, andere Dekore auf Anfrage möglich
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Handschalter mit 8 Tasten, mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Das Bett erfüllt die Norm IEC 60601-2-52
- Schutzklasse IPX 4
- Max. Patientengewicht: 170 KG
- Sichere Arbeitslast: 180 KG

Optionen

- Aufrichter mit Triangel Handgriff
- Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburgfunktion
- Leseleuchte
- Unterbettbeleuchtung für Kopf- / und Fußende

As standard

- 4-section steel mesh platform base 90 x 200 cm with mattress guidance at head- and footrest
- All metal work powder coated in RAL 9023 (pearl dark grey)
- Electrically operated back rest to 70° and kneebreak function to 30°
- Mechanical height adjustment of footrest in 5 positions
- Electrically operated height adjustment 67-640 mm, stroke 573 mm
- 4 individual lockable castors
- Cover panel light beech decor, various other decors possible on demand
- Low voltage 24 Volt motor system for extra safety
- Emergency battery 9 V powered lowering is standard in case of mains failure
- 8 buttons handset with single fault safety and locking device
- In compliance with IEC 60601-2-52
- Protection class IPX4
- Max. Patient weight: 170 KG, mattress weight 10kg.
- Safe working load: 180 KG
- Superb stability through hooks

As an option

- Lifting pole with triangle hand grip
- Electrically operated Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburg function
- Reading lamp
- Underbedlight with motion sensor for Head- and Foot end

