

# KOMFORT SESSEL RELAX

Elektrisch verstellbarer Polstersessel mit  
Relaxfunktion und Aufstehhilfe.  
Komfortabel und bedienungsfreundlich.

Electrical adjustable upholstery chair  
with relax- and standing-up functions.  
Comfortable and easy to operate.



**TEKVOR CARE**  
*We care for you*



CE

# KOMFORT RELAX SESSEL COMFORT RELAX CHAIR




**TEKFOR CARE**  
*We care for you*

<b>Maß</b>	<b>Dimension</b>	
• Sitzhöhe	Seat height	40-49 cm
• Sitztiefe	Seat depth	54 cm
• Armlehnenhöhe	Armrest height	18 cm
• Rückenlehnenhöhe	Back height	100 cm
• Sitzbreite	Seat width	51 cm
• Rückenwinkel	Back angle	110°
• Max. zulässiges Gewicht	Maximum permissible user's weight	120 Kg

## **Bezugstoff**

Mikrofaser in standard  
Farben:

Braun / brown




## **Upholstery fabric**

Microfabric available in  
standard color:

Beige / beige



Rot / red



Andere Stoffe, Leder, PU und Farben  
auf Kundenanfrage und gegen Aufpreis  
möglich

Other fabrics, leather and colors are  
available for an extra charge on  
demand

## **Funktionen**

- Neutral
- Rücklehne / Beinauflage
- Aufstehhilfe

## **functions**

neutral  
tilt function  
Standing-up

2 montierte Verstellantriebe mit Netzteil  
und Handschalter im Lieferumfang

2 actuators mounted with power  
supply and handset are included