

KOMFORT SESSEL RELAX

Elektrisch verstellbarer Polstersessel mit
Relaxfunktion und Aufstehhilfe.
Komfortabel und bedienungsfreundlich.

Electrical adjustable upholstery chair
with relax- and standing-up functions.
Comfortable and easy to operate.



TEKVOR CARE
We care for you



CE



Maß

- Sitzhöhe
- Sitztiefe
- Gesamttiefe
- Armlehnenhöhe

- Gesamthöhe
- Rückenlehnenhöhe

- Sitzbreite
- Gesamtbreite
- Gewicht
- Rückenwinkel
- Max. zulässiges Gewicht

Dimension



Seat height	46 cm
Seat depth	56 cm
Total depth	92 cm
Armrest height	15 cm
Total height	104 cm
Back height	70 cm
Seat width	52 cm
Total width	84 cm
Weight	70 kg
Back angle	140°
Maximum permissible user's weight	130 kg

Bezugstoff

Mikrofaser oder PU-Leder in Schokobraun

Upholstery fabric

Microfiber or PU-Leather in chocolate



Andere Stoffe (z.B. Leder) und Farben auf Kundenanfrage und gegen Aufpreis möglich

Other fabrics (e.g.leather) and colors are available for an extra charge on demand

Funktionen

- Neutral
- Rücklehne / Beinauflage
- Aufstehhilfe

Functions

neutral
tilt function
Standing-up

Version mit 1 oder 2 montierten Verstellantrieben erhältlich. Netzteil und Handschalter im Lieferumfang enthalten

1 or 2 actuators version available. Power supply and handset are included.