




TEKVOR CARE
We care for you




Inkontinenzmatratze

- 4 cm viscoelastischer Schaumstoff 55 KG/m³ Raumgewicht
- 11 cm HR Kaltschaum 40 KG/m³ Raumgewicht
- Maße BxLxH: 90 x 200 x 15 cm
- Inkontinenzbezug mit Reißverschluss, Farbe weiss, abwaschbar
- Vakuum verpackt (gerollt)



wasserdichter
Inkontinenzbezug
aus Jersey

4 cm viscoelastischer
Schaumstoff



11 cm Kaltschaum

15 cm