



Nachtschrank PALMA STANDARD

- beidseitig bedienbar
- 1 Schublade
- offenes Zwischenfach
- zwei Türen
- keine Höhenverstellung
- 4 Laufrollen - 2 Laufrollen einzelfeststellbar

Bed cabinet PALMA STANDARD

- from both sides accessible
- 1 drawer
- 1 opened shelf
- two doors
- no height adjustment
- 4 castors - 2 castors individually lockable



Nachtschrank PALMA PLUS

- beidseitig bedienbar
- 1 Schublade
- offenes Zwischenfach
- zwei Türen
- Höhenverstellung stufenlos
- beidseitig schwenkbar
- Fallbremse
- Einhand Bedienung
- 4 Laufrollen - 2 Laufrollen einzelfeststellbar

Bed cabinet PALMA PLUS

- from both sides accessible
- 1 drawer, 1 opened shelf
- two doors
- height adjustment
- stepless heightadjustment
- drop brake
- one-hand operation
- 4 castors - 2 castors individually lockable



Kleiderschrank PALMA

- 2-türig
- Aufteilung: 1/3 Wäschefach, 2/3 Kleiderstange
- Ablageboden über Kleiderstange
- Türanschlag bis 275 Grad einstellbar
- Maße: B100 x H200 x T60 cm
- inkl. Drehstangenschloss und 128 mm Segmentbogengriff

PALMA WARDROBE

- 2 doors
- 1/3 linen shelf, 2/3 clothes rail
- shelf above the clothes rail
- Door stop up to 275 degrees adjustable
- Dimension: B100 x H200 x T60 cm



Irrtümer und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.