

- Rückenbespannung mit Rückentasche und Sitzbespannung aus Nylon
- Rücken mit Lumbalknick
- Die Armlehnen sind abnehmbar sowie hochschwenkbar und verfügen über weiche Armlehnenpolster. Der in den Armlehnen integrierte Kleiderschutz ist verschraubt
- Serienmäßig ist der Rollstuhl mit langen Seitenteilen ausgestattet.
- Beckengurt in Länge einstellbar
- Leicht zu betätigende Kniehebelbremsen
- Die Beinstützen sind abnehmbar und nach Innen und Außen abschwenkbar
- Die Fußplatten, aus Kunststoff, sind in Höhe und Winkel einstellbar und mit Fersenbändern ausgestattet
- Serienmäßig ist der Rollstuhl mit PU-Vorder- und Hinterrädern ausgestattet

## Optional

- Höhenverstellbare Armlehnen
- Anti-Kippräder
- Beinstützen winkelverstellbar mit Wadenpolster
- Bremshebelverlängerungen
- Amputationsbeinstütze
- Trommelbremsen mit Steckachsen
- Diverse Rad- und Reifenkombinationen
- Abdeckhaube
- Therapietisch - transparent (erhältlich in 4 Größen, für Sitzbreite 38 - 60 cm)
- Stockhalter
- Luftpumpe (Basisausstattung bei Luftbereifung)
- Werkzeug (Basisausstattung)
- Speichenschutz 24"
- Steckachse

## Artikel Nummer: HMS300B

### Technische Spezifikationen

- Max. Benutzergewicht: 115kg
- Sitzhöhe: 59cm
- Sitztiefe: 45cm
- Gewicht: 21kg
- ø Vorderreifen: 20cm
- ø Hinterreifen: 60cm
- Gesamthöhe: 91cm
- Gesamtbreite: 107cm
- Unterschenkellänge: 40 - 53cm

- Basic Model with Fixed Footrests
- Standard 45cm (18") seat width
- Narrow 40cm (16") seat width
- Heavy Duty 51cm (20") seat width
- Extra Heavy Duty 56cm (22") seat width or alternatively steel self-propelled wheelchairs with Folding Backs:
- Standard 45cm (18") seat width
- Narrow 40cm (16") seat width
- Heavy Duty 51cm (20") seat width:
- Steel transit wheelchairs
- Escape transit aluminium Wheelchairs
- Escape self-propelled aluminium Wheelchairs

## Features & Benefits

- Detachable armrests
- Detachable swing-away footrests
- Folds for easy storage and transport
- Moulded armrests for extra comfort
- Adjustable leg-rests
- Chrome plated steel frame
- Stainless steel skirt-guards
- Wipe clean seat fabric
- Elevating legrests (optional extra)
- Desk arms (optional extra)
- Adjustable I.V. pole (optional extra)

## Article number: HMS300B

### Technical Specification

- Maximum User Weight: 115kg (18st)
- Overall Width: 59cm
- Seat Width: 45cm
- Weight: 21kg
- Front Wheel: 20cm
- Rear Wheel: 60cm
- Tyre: Front - Solid, Rear - Solid
- Brakes: Push to lock
- Overall Height: 91cm
- Overall Depth: 107cm
- Seat Height: 51cm
- Seat Depth: 40cm
- Leg-rest Adjustment: 40 - 53cm



Irrtümer und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.